

オンサイトピペット無料点検サービス

(メトラー・トレド株式会社 レイニン事業部)

下記の期間に”メーカー不問のピペット無料点検サービス”を実施いたします。
この機会にぜひご使用されているピペットの点検をご検討ください。

- あらゆるメーカーのほとんどすべてのピペットが点検可能です(連続分注タイプを除く)。
- リーク(液漏れ)はピペットの致命的な不具合のひとつです。今回は専用のリークテスターを用いてピペットがリークしているかどうかを確認します。
- ピペット内部の空気相の密閉を保つ重要なパーツであるシールおよびOリング、ピストンの状態を目視で確認します。

ご好評につき期間を延長します!

11月20-22日(水-金)

@医学部保健学科A棟 2階 第2演習室

学内の方はどなたでもお申し込みできます。

ただし、申込み多数の場合は医学部所属の方を優先させていただきますのであらかじめご了承ください。

【お申込み】

Web申込みフォームから研究室単位でお申込みください。

【申込締切】11/18(月)

ピペットは箱やカゴにまとめてください。

メーカー問わず対応します!



箱に研究室名を記載



必要に応じて小分けにしてください。

【お預かり・点検】

当日、会場までお持ちください。

お預かり：当日9:00-10:30
お引渡し：当日16:00-17:30

点検日	お預かり	お引き渡し
11/20(水)	9:00 - 10:30	16:00 - 17:30
11/21(木)	9:00 - 10:30	16:00 - 17:30
11/22(金)	9:00 - 10:30	16:00 - 17:30



担当者が専用装置を使った液漏れチェックおよび外観・動作の確認を実施します。



会場ではピペットの展示も行いますので、お持ち込みやお受け取りの際にぜひお試しください。




【お引き渡し】

報告書を付けて返却します。

お引き渡し対応時間中にお越しください。



報告書



液漏れ等が発見されたピペットにはラベルが付いています。

実施者：堀内 正剛(メトラー・トレド株式会社レイニン事業部)

- 研究室で取りまとめてお申し込みください。
- 点検できる本数に限りがあるため、1研究室につき50本までの申込みとさせていただきます。
- ピペットは研究室単位でまとめてお預かりします。
- お持ち込みやお受け取りの際は、時間内に会場までお越しください。

【製品に関するお問合せ】

メトラー・トレド株式会社 レイニン事業部 堀内 正剛
TEL/FAX：080-3557-1083/03-5815-5525
Email：masataka.horiuchi@mt.com

株式会社池田理化 仙台支店 佐々木 淳
TEL/FAX：022-217-7037/7038
Email：atsushi.sasaki@ikedarika.co.jp

お申し込みフォーム



11/18(月)
締切

QRコードが読み取れない場合は、お手数ですが当センターのウェブサイトからお申し込みください。

【本サービスに関するお問合せ】

研究推進・支援機構 テクニカルサポートセンター
TEL：91-6576 (内線)
Email：terea-tsc@grp.tohoku.ac.jp